




T 2 M E D



SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

SERVER

- 64-Bit Quad-Core CPU (kein Celeron)
- 16 GB RAM (32 GB optimal)
- SSD

CLIENT

- 64-Bit Dual-Core CPU (kein Celeron)
- 8 GB RAM
- Full-HD Display
- Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung

EINZELPLATZ

- 64-Bit Quad-Core CPU (kein Celeron)
- 16 GB RAM (32 GB optimal)
- Full-HD Display
- Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung
- HDD (SSD optimal)

BETRIEBSSYSTEM

Für Server und Client können die Betriebssysteme Windows, Linux und macOS eingesetzt und untereinander beliebig kombiniert werden.



WINDOWS CLIENT

ab Windows 8.1

SERVER

ab Windows Server 2012



LINUX CLIENT / SERVER

ab Ubuntu 18.04 LTS



MACOS CLIENT / SERVER

ab macOS 10.15

(Catalina)



T2MED.DE

T2MED GMBH & CO. KG BISMARCKALLEE 14-15, 24105 KIEL
TELEFON 0431/55 680-60 FAX 0431/55 680-690 E-MAIL INFO@T2MED.DE