




T 2 M E D



SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

SERVER

- 64-Bit Quad-Core CPU
- 32 GB RAM (*ideal sind 64 GB RAM*)
- SSD

CLIENT

- 64-Bit Dual-Core CPU
- 8 GB RAM
- SSD
- Full-HD Display
- Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung

EINZELPLATZ

- 64-Bit Quad-Core CPU
- 64 GB RAM
- SSD
- Full-HD Display
- Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung

BETRIEBSSYSTEM

Für Server und Client können die Betriebssysteme Windows, Linux und macOS eingesetzt und untereinander beliebig kombiniert werden.



WINDOWS CLIENT

Windows 10, 11

SERVER

Windows 10, 11
Windows Server 2016 bis
Windows Server 2025



LINUX CLIENT/SERVER

Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu 22.04 LTS



MACOS CLIENT/SERVER

macOS 13 (Ventura)
macOS 14 (Sonoma)
macOS 15 (Sequoia)



T2MED.DE